

-BaktVr (1159)

Indikaatiot Bakteerien nopea osoittaminen normaalisti steriileistä kehonosista otetuista näytteistä.

Näyte Steriilin alueen näyte, esim. punktioneste. Näyte voidaan lähettää steriilissä koeputkessa tai valmiiksi objektilasille levitettynä. Bakteerinäytteen geelikuljetusputkeen (esim. Transpocult® tai Copan®) otetusta näytteestä ei voi tehdä värjäystä.

Säilytys ja lähetys Näyte toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Steriiliin koeputkeen otettu näyte säilytetään kuten bakteeriviljelynäyte. Valmiiksi objektilasille levitetty näyte säilytetään huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Näytteestä tehdään gramvärjäys.

Toimitusaika Työpäivinä.

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi