

**S -Paroks (1913)****Indikaatiot** Paroksetiinihoidon seuranta**Näyte** 2 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** HPLC/MS/MS**Toimitusaika** 3-4 työpäivää**Viitearvot** Paroksetiinihoidossa seerumipitoisuudet ovat yleensä 90 - 360 nmol/l.  
(30 - 120 µg/l)  
Toksinen pitoisuus: yli 720 nmol/l.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi