

S -Desip (4207), S -Imipr (1660), S -SUMImip (12320)

Sekä imipramiinin että desipramiinin pitoisuudet ilmoitetaan vastauksessa.

Indikaatiot Imipramiinihoidon seuranta.

Näyte 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Lähetteeseen merkitään potilaan muu lääkitys.

Menetelmä HPLC/MS/MS

Toimitusaika 3-4 työpäivää

Viitearvot Terapeuttinen alue 160 - 535 nmol/l. Toksinen pitoisuus yli 1700 nmol/l.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi