

**S -Oksat (2423)****Indikaatiot** Oksatsepaamihoidon seuranta**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Lähetteeseen merkitään potilaan muu lääkitys.**Menetelmä** HPLC/MS/MS**Toimitusaika** 3 - 5 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue 0.35 - 3.50  $\mu\text{mol/l}$   
(0.100 - 1.000 mg/l)**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi**

Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi