

S -Mians (2349)**Indikaatiot** Mianseriinihoidon seuranta.**Näyte** 3 ml seerumia.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen. Lähetys huoneenlämmössä.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Läheteeseen merkitään potilaan muu lääkitys.**Menetelmä** HPLC/MS/MS**Toimitusaika** 5 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue 75 - 270 nmol/l.
(20 - 70 µg/l)**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen (LADR).**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi