

**S -Mekslet (2325)****Indikaatiot** Meksiletiinihoidon seuranta.**Näyte** 1 ml seerumia. Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** LC-MS**Toimitusaika** 7 työpäivää**Viitearvot** Terapeuttinen alue 0.5 - 2.0 mg/l. Toksisina pidetään yli 2.0 mg/l pitoisuuksia.**Tekopaikka** Labor Bremen**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi