

**fS-CT (2008)**

**Näyte** Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.  
1 ml paastoseerumia. Kylmänäytteenotto ja kylmäsentrifugointi. Lähetyk-  
pakastettuna.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys ja lähetys pakastettuna

**Menetelmä** LIA

**Toimitusaika** 2 työpäivää

**Viitearvot** miehet                   alle 3.4 pmol/l  
              naiset                alle 1.4 pmol/l

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi