

-BopeNhO (4345)

Indikaatiot Hinkuyskän diagnostiikka, kun oireiden kesto on alle 3 viikkoa. Jos oireet ovat kestäneet yli 3 viikkoa, suositeltava tutkimus on vasta-ainetutkimus: [S-BopeAb](#).

Näyte Nenänielutikkunäyte, esim. mininukkatikku. Tikku katkaistaan eSwab-nestekuljetusputkeen. Mikäli eSwab-putkea ei ole saatavilla, tikku voidaan lähettää tehdaspuhtaassa putkessa kuivana.

Säilytys ja lähetys Toimitetaan laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Säilyy huoneenlämmössä 1 vrk. Pidempiaikainen jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Nukleinihaponosoitus. Positiivisen näytteen viljely.

Toimitusaika 2-5 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen

Tulkinta Positiivinen tulos on diagnostinen.

Kommentti THL - Ohjaus 17/2017: [Toimenpideohje torjuntatoimista hinkuyskätapauksien yhteydessä](#)

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 018573
taru.meri@vita.fi