

S -C1Inh (1209)

Indikaatiot Hereditaarisen angioödeeman diagnostiikka.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Nefelometrinen

Toimitusaika 1-2 työpäivää

Viitearvot 0.21-0.39 g/l

Tulkinta Hereditaarisessa angioödeemassa taso on yleensä alentunut. Joskus C1Inh-taso voi olla normaali, mutta sen toiminta on alentunut, johtuen mutaatiosta. Silloin tilannetta voi selvittää aktiivisuusmittauksella, ks. P -C1InhBk.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi