

**P -C1InhBk (6090)**

**Indikaatiot** Hereditaarisen angioödeeman diagnostiikka.

**Näyte** 2 ml sitraattiplasmaa. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Plasma erotetaan mahdollisimman pian (30 min sisällä) ja näyte pakastetaan. Näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

**Menetelmä** Fotometrinen

**Toimitusaika** 1-3 työpäivää

**Viitearvot** 70-130 %

**Tulkinta** Taso alenee yleensä hereditaarisessa angioödeemassa. Ks. myös S -C1Inh.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius  
Puh.040 922 5301  
mikko.helenius@vita.fi