

S -BorrAbJt (IgG) (12153), S -BorrAbJt (IgM) (12152)

Indikaatiot Seulontatutkimuksessa todettujen Borrelia burgdorferi -vasta-aineiden spesifisyyden varmistaminen.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunoblot-tekniikka

Toimitusaika 2-3 työpäivää

Viitearvot Normaalisti negatiivinen

Tulkinta Positiivista tuloksista annetaan lausunto.

Kommentti Tutkimus voidaan myös pyynnöstä tehdä laboratorioon aiemmin toimitteusta S -BorrAb -seulontanäytteestä.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi