

F-VichVi (2094)

Indikaatiot Selvät suolisto-oireet potilaalla, joka on tullut kolera-alueelta.

Näyte Ulostetta dacrontikulla geelikuljetusputkeen (Transpocult® tai vastaava). Putki suljetaan muovipussiin. Näytteet tulee toimittaa laboratorioon vuorokauden kuluessa. Koleraepäilystä ilmoitettava ennen lähetystä laboratorioon, viljelyssä tarvittavat erikoiselatusaineet valmistetaan erikseen. Kuljetusta odotettaessa näytteitä säilytetään jääkaapissa.

Säilytys ja lähetys Koleraepäilystä ilmoitetaan ennen näytteen lähettämistä laboratorioon, numeroon p.045 7734 9039/mikrobiologia tai p.045 7734 9040/asiakasneuvonta. Säilytys jääkaapissa.

Menetelmä Viljely emäksisillä erikoiselatusaineilla.

Toimitusaika Työpäivinä. Tulokset valmistuvat 2-4 työpäivän (ma-pe) aikana.

Tulkinta Normaalisti negatiivinen. Epideemisen *Vibrio cholerae* O1 serotyypin löytyminen on merkitsevää.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Mikrobiologian laboratorio
Puh. 045 7734 9039

Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi