

S -ANAAbI

Tutkimus sisältää seuraavat osatutkimukset:

S -SmAb, Sm (Smith), vasta-aineet
S -RNPAAb, Ribonukleoproteiini, nukleaarinen, vasta-aineet
S -SSAAB, Sjögrenin syndrooma A (Ro)-vasta-aineet
S -SSBAb, Sjögrenin syndrooma B (La)-vasta-aineet
S -SentAb, sentromeeri(CENP-B), vasta-aineet
S -Scl70Ab, Skleroderma 70, vasta-aineet
S -Jo1Ab, Jo-1, vasta-aineet
S -HistAb, Histoni, vasta-aineet
S -rRNPAAb, P-proteiini, ribosomaalinen, vasta-aineet

Indikaatiot Systemisten autoimmuunitautien kuten systeemisen lupus erytematosuksen, Sjögrenin oireyhtymä, sekasidekudostaudin (MCTD), toistuvien keskenmenojen ja neonataalilupuksen diagnostiikka.

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunoblotting

Toimitusaika 4-9 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen. Positiivisesta tuloksesta annetaan lausunto.

Tulkinta Ks myös Tuma, liukoiset antigeenit, vasta-aineet laaja tutkimus (S -ENAAbL)
Sisältyy tutkimukseen Tuma, vasta-aineet, analyysi (S -ANAAb-A).

Tekopaikka HUSLAB