

**Bm-MGGFe (2269)**

**Näyte** Tutkimusta varten tarvitaan 0.3 - 0.5 ml luuydintä. Lääkäri ottaa luuydinnäytteen aspiraatiotekniikalla. Luuydinnäyte tyhjennetään ruiskusta antikoagulanttia sisältävälle kellolasille, minkä jälkeen laboratoriohoitaja tekee näytteestä puristevalmisteet aluslasille.

**Säilytys ja lähetys** Aluslasivalmistenäytteet lähetetään huoneenlämpöisenä

**Menetelmä** Luuydinnäytteestä tehdyt puristevalmisteet sekä yksi perifeerisen veren sivelyvalmiste värjätään MGG-tekniikalla; lisäksi tehdään vähintään yhdestä luuydinvalmisteesta rautavärjäys. Valmisteista arvioidaan solumorfologia mikroskooppisesti.

**Toimitusaika** 1-6 työpäivää

**Tulkinta** Tutkimuksesta annetaan lausunto