

**E -Coombm (1214)****Indikaatiot** Autoimmuunitautien diagnostiikka.**Näyte** 3 ml EDTA-verta.  
Näytteessä ei saa olla hyytymiä.**Säilytys ja lähetys** Lähetys huoneenlämmössä. Näyte ei saa jäätyä.**Menetelmä** Geelitekniikka.**Toimitusaika** 3-5 työpäivää**Viitearvot** Negatiivinen**Tulkinta** Suora Coombs on positiivinen autoimmuunihemolyyttisessä anemiassa (AIHA) ja joskus myös muissa autoimmuunitaudeissa.**Alihankinta** Kyllä.**Konsultointi**