

**P -APTT (2783)****Indikaatiot** Hyytymishäiriöiden toteaminen, hepariinihoidon monitorointi**Näyte** 3.2% Na-sitraattiplasma.**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy erottelemattomana 8 h huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämpöisenä. Jos näytettä ei voida toimittaa määritettäväksi 8 tunnin sisällä, näyte on sentrifugoitava (15 min 2500 g), plasma eroteltava muoviputkeen ja lähetettävä pakastettuna. Pakastettu näyte ei kelpaa analysoitavaksi, mikäli se sulaa kuljetuksen aikana.**Menetelmä** Hyytymisajan mittaaminen**Toimitusaika** 1-2 työpäivää**Viitearvot** 23 - 33 s  
Viitearvo päivittynyt 5.12.2023**Tulkinta** APTT mittaa sisäisen hyytymisjärjestelmän toimintaa.**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius  
Puh.040 922 5301  
mikko.helenius@vita.fi