

S -DhTesto (1257)**Näyte** 1 ml seerumia (väh. 0.5 ml)**Säilytys ja lähetys** Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Kylmälähetys, mikäli näyte perillä vuorokauden kuluessa, muuten säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä RIA**Toimitusaika** 5-7 työpäivää**Viitearvot** Naiset alle 50v 0.03 - 0.62 nmol/l
yli 50v 0.02 - 0.20 nmol/lMiehet alle 50v 0.22 - 1.64 nmol/l
yli 50v 0.12 - 1.97 nmol/l**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh. 040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi