

-CodiVi (1254)

Indikaatiot Peitteisen, nekrotisoivan faryngiitin diagnostiikka silloin, kun on aihetta epäillä kurkkumätää (potilas on ollut alueella, jossa esiintyy kurkkumätää tai anamneesissa on kurkkumätäkontakti).

Näyte Eritettä nielun peitteistä pumpulitikulla voimakkaasti hangaten. Näytteenottotikku laitetaan hiiltä sisältävään bakteerinäytteen geelikuljetusputkeen (esim. Copan® tai Transpocult®).

Säilytys ja lähetys Diagnoosin kiireellisyyden vuoksi näytteet on lähetettävä välittömästi tutkivaan laboratorioon, jonne tulee ilmoittaa puhelimitse näytteen tulosta. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Viljely erikoiselatusaineille. Eristetyn kannan toksiinigeenin osoitus PCR-tekniikalla.

Toimitusaika 4-7 työpäivää.

Tulkinta Positiivinen tulos on diagnostinen. Toksiinia tuottavan kannan löytyminen varmistaa kurkkumätädiagnoosin. Toksiinia tuottamattomatkin kannat voivat tosin aiheuttaa faryngiittia (ei kurkkumätää).

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Mikrobiologian laboratorio
Puh. 045 7734 9039