

**S -OvarAb (2362)****Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Epäsuora immunofluoresenssi (IF)**Toimitusaika** 4-5 työpäivää**Viitearvot** alle 10 titteri**Alihankinta** Kyllä.**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi