

F-NoroNhO (4940)

Indikaatiot Norovirusen aiheuttaman ripulitaudin selvittely.

Näyte Ulostenäytepurkki

Säilytys ja lähetys Lyhytaikainen (1-3 vrk) säilytys jääkaappilämpötilassa
Muutoin näyte säilytetään ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä PCR

Toimitusaika 3-7

Viitearvot Negatiivinen

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi