

**S -RIF (3109)**

**Näyte** 1 ml seerumia, vähintään 0.5 ml.  
Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen ja pakastetaan.  
Myös EDTA-plasma käy analyysiin.  
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys ja lähetys pakastettuna.

**Menetelmä** LC-MS/MS

**Toimitusaika** 5 työpäivää

**Viitearvot** Huippupitoisuus: 8 - 24 mg/l (2 tuntia annoksen jälkeen)

**Alihankinta** Kyllä.

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi