

**U -OpioidCt (12265)**

**Indikaatiot** Laaja massaspektrometrinen tutkimus opiaattien ja opioidien määrittämiseen virtsanäytteestä. Ks. myös suppeampi tutkimus: [Opiaattien varmistus virtsasta \(U-OpiaaCt\)](#).

**Näyte** 5 ml virtsaa

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä. Läheteeseen merkitään potilaan lääkitys.

**Menetelmä** LC-MS/MS

**Toimitusaika** 5 työpäivää

**Tulkinta** Positiivisista näytteistä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet.

Menetelmä näärittää spesifisesti:

- buprenorfiinia, norbuprenorfiinia ja naloksonia

- metadonia ja EDDP:tä

- morfiinia, kodeiinia, 6-monoasetyylimorfiinia (heroiinin aineenvaihduntatuote), asetyylikodeiinia ja dihydrokodeiinia.

- naltreksonia, oksikodonia, noroksikodonia, fentanyyliä, tilidiiniä, nortilidiiniä, tramadolia, fensyklidiiniä, propoksifeeniä, hydromorfonia, hydrokodonia, etyylimorfiinia, folkodiinia, ketamiinia, norketamiinia, meperidiiniä, tapentadolia, mitragyniiniä, metakvalonia, sufentaniiliä, desomorfiinia, papaveriiniä, tebaiinia ja noskapiinia.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi