

S -B5-Vit

Näyte 2 ml seerumia. Näyte sentrifugoidaan mahdollisimman nopeasti ja eroteltu näyte pakastetaan välittömästi.

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Eroteltu seerumi säilytetään ja lähetetään pakastettuna

Menetelmä LC-MS/MS

Viitearvot 0.08 - 0.55 µmol/l

Tekopaikka MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen