

**S -BrucAb (1205)****Indikaatiot** Bruselloosin epäily.**Näyte** 2 ml seerumia.**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna.  
Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen**Toimitusaika** 2-3 työpäivää**Viitearvot** S -BrucAbG ja S -BrucAbM

alle 9 VE negatiivinen

9-11 VE raja-arvo

yli 11 VE positiivinen

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri  
Puh. 044 0185731  
taru.meri@vita.fi