

S -EvirAb (12325)**Sisältää osatutkimukset:**

S -EvirAbM, 12327

S -EvirAbG, KL 4958

Indikaatiot Enterovirusinfektioepäily.**Näyte** 2 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna.
Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen (EIA)**Toimitusaika** 2-3 työpäivää**Viitearvot** S -EvirAbM ja S -EvirAbG

alle 9 VE negatiivinen

9-11 VE raja-arvo

yli 11 VE positiivinen

Kommentti Testi tunnistaa vasta-aineet Cocksackie viruksia (A ja B), echovirusia, enterovirus tyyppit 68-71 ja poliovirusta kohtaan. Testi ei erottele enterovirusia. Ristireaktioita voidaan todeta hepatiitti A -virusta, Epstein Barr -virusta, sytomegalovirusta ja rinovirusta kohtaan. Tuoreen infektion epäilyssä suositellaan II-näytettä noin 2 viikon kuluttua. Tuloksen lopullinen tulkinta riippuu kliinisestä kuvasta.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi