

S -C1q (12337)

Näyte 1 ml seerumia. Näyte voidaan ottaa geeliputkeen. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy jääkaapissa useamman päivän. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Näyte pakastetaan ennen lähetystä ja lähetetään pakastettuna.

Menetelmä Radiaalinen immunodiffuusio (RID)

Viitearvot 50 - 250 mg/l

Konsultointi Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi