

**FI-StrBVi (1729)**

**Indikaatiot** Raskaanaolevien *Streptococcus agalactiae* (B-ryhmän beetahemolyyttinen streptokokki, GBS) -kolonisaatioepäily.

**Näyte** Näyte otetaan ensin emättimen ulkosuulta sekä lisäksi peräaukon suulta dacrontikulla bakteerikuljetusputkeen. Näytteenotto voidaan tehdä yhdellä näytetikulla.

**Säilytys ja lähetys** Näytteet tulisi toimittaa laboratorioon mahdollisimman nopeasti. Säilytys ennen kuljetusta jääkaapissa 1 vrk (korkeintaan 2 vrk). Alle vuorokauden kestävä kuljetus huoneenlämmössä. Pidempiaikainen kuljetus kylmäkuljetuksena.

**Menetelmä** Viljely selektiiviselle veriagarmaljalle. Bakteerin tunnistaminen ja herkkyysmäärittäminen.

**Toimitusaika** 1-2 työpäivää

**Viitearvot** Negatiivinen

**Tulkinta** Raskaanaolevalla synnytyskanavan B-ryhmän streptokokki -kolonisaatio liittyy lapsen kohonneeseen infektiorisktiin synnytyksen yhteydessä. B-ryhmän streptokokki voi aiheuttaa vastasyntyneelle vakavan yleisinfektion (sepsis, meningiitti). B-ryhmän streptokokin löytyminen loppuraskauden aikana on synnytyksen aikaisen mikrobiprofylaksin aihe.

**Kommentti** [Vastasyntyneen varhaisen B-ryhmän streptokokki-infektion ehkäisy](#). Suomen Lääkärilehti 50-52/2012.

**Konsultointi** Mikrobiologian laboratorio  
Puh. 045 7734 9039

Mikrobiologi, Taru Meri  
Puh. 044 0185731  
taru.meri@vita.fi