

U -Alb (1029)**Indikaatiot** Varhaisen diabeettisen nefropatian diagnosointi**Näyte** 2 ml aamuvirtsaa. Näyte otetaan kertavirtsanäytteenä ja siirretään lisäaineettomaan putkeen. Näytteenottoa edeltävänä päivänä on vältettävä fyysistä rasitusta. Lisäksi virtsan olisi hyvä olla rakossa vähintään 6 tuntia.**Säilytys ja lähetys** Säilyy 1 viikko jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Immunoturbidimetrinen**Toimitusaika** 1-3 työpäivää**Viitearvot** Alle 25 mg/l**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi