

S -GolimAb (6582)

Katso myös [Golimumabi-pitoisuusmääritys](#) S -Golim

Näyte 1-2 ml seerumia

Näyte otetaan samanaikaisesti golimumabi-pitoisuusmäärityksen kanssa.

Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista (jäännöspitoisuus). Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.

Säilytys ja lähetys Säilyvyys 2 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen

Toimitusaika 14 työpäivää

Viitearvot Negatiivinen

Tulkinta Vastauksena ilmoitetaan kvalitatiivinen tulos (negatiivinen tai positiivinen). Negatiivisen tuloksen raja-arvo on 10 AU/ml.

Tekopaikka Medizinisches Labor Oldenburg

Konsultointi Mikrobiologi Taru Meri
puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi

Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri
Sakari Jokiranta
sakari.jokiranta@vita.fi