

**Pf-LZM (2288)**

Tuloksen tulkintaa varten pyydettyä samanaikaisesti seerumin lysotsyymitutkimus (S -LZM, KL 2289). Tuloksen yhteydessä ilmoitetaan pleuranesteen ja seerumin lysotsyymipitoisuuksien suhde.

**Indikaatit** Pleuriittien erotusdiagnostiikka.

**Näyte** 1 ml pleuranestettä  
1 ml seerumia (oma tutkimuspyyntö)

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 1-2 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

**Menetelmä** Turbidimetrinen

**Toimitusaika** 4-5 työpäivää

**Viitearvot** Normaalisti pleuran lysotsyymipitoisuus on alle seerumin lysotsyymipitoisuuden. Suhde Pf-LZM:S-LZM alle 1.

**Tulkinta** Pleuranesteen lysotsyymi kohoaa granulomatoottisissa pleuriiteissa (tbc pleuriitti). Kohonnutta lysotsyymipitoisuutta nähdään myös reumaattisessa pleuriitissa ja empyemassa. Taudin seurauksena on, että pleuran ja seerumin lysotsyymipitoisuuksien suhde on yli 1.

**Alihankinta** Kyllä.