

**S -Hyalur (3657)**

**Näyte** 1 ml seerumia. Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa. Lähetys kylmälähetyksenä. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään laboratorioon pakastettuna.

**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen

**Toimitusaika** 7 työpäivää

**Viitearvot** alle 56 µg/l

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer&Kollegen