

**U -FentaCt (6601)**

**Indikaatiot** Kvalitatiivinen positiivisen fentanyyliseulontatuloksen varmistustutkimus. Fentanyylin käytön osoittaminen.

**Näyte** 5 ml kertavirtsaa, säilöntäaineeton putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysi on tehty.

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy noin viikon jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** LC-MS/MS

**Toimitusaika** 5 työpäivää

**Tulkinta** Menetelmä määrittää spesifisesti fentanyyliä ja sen aineenvaihduntatuotetta norfentanyyliä. Vastaus ilmoitetaan muodossa negatiivinen/positiivinen. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löydetyt yhdisteet.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer&Kollegen

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme  
Puh. 045 7734 9010  
jukka.hurme@vita.fi