

U -OksikCt (12560)

Indikaatiot Kvalitatiivinen positiivisen seulontatuloksen varmistustutkimus. Oksikodonin käytön osoittaminen.

Näyte 5 ml kertavirtsaa, säilöntäaineeton putki. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysi on tehty.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy jääkaapissa noin viikon. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC-MS/MS

Toimitusaika 3 työpäivää

Tulkinta Menetelmä määrittää spesifisesti oksikodonia ja sen aineenvaihduntatuotteita oksimorfonia ja noroksikodonia. Vastaus ilmoitetaan muodossa negatiivinen/positiivinen. Positiivsesta näytteestä ilmoitetaan löydetty yhdisteet.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme
Puh. 045 7734 9010
jukka.hurme@vita.fi