

U -NukahCt (12561)

Indikaatiot Ns. Z-lääkkeiden (tsaleplonin, tsolpideemin ja tsopiklonin) käytön osoittaminen.

Näyte 5 ml kertavirtsaa.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin viikon jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC-MS/MS

Toimitusaika 5 työpäivää

Tulkinta Menetelmä määrittää spesifisesti tsaleplonia, tsolpideemia ja tsopiklonia. Vastaus ilmoitetaan muodossa negatiivinen/positiivinen. Positiivsesta näytteestä ilmoitetaan löydetyt yhdisteet.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer&Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme
Puh. 045 7734 9010
jukka.hurme@vita.fi