

U -LSDCt (4523)

Indikaatiot Kvalitatiivinen positiivisen seulonta-analyysin varmistustutkimus. LSD:n käytön osoittaminen.

Näyte 5 ml kertavirtsaa. Sama näyte, josta mahdollinen seulonta-analyysi on tehty.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin viikon jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC-MS/MS

Toimitusaika 5 työpäivää

Tulkinta Menetelmä määrittää spesifisesti LSD:tä ja sen aineenvaihduntatuotetta 2-okso-3-OH-LSD:tä. Vastaus ilmoitetaan muodossa negatiivinen/positiivinen. Positiivisesta näytteestä ilmoitetaan löydetyt yhdisteet.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer&Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme
Puh. 045 7734 9010
jukka.hurme@vita.fi