

P -Lipidit (6435), S -Lipidit (6434)

Sisältää:

S -Kol (6428), S -Trigly (6427), S -Kol-HDL (6430), S -Kol-LDL (6432)

P -Kol (6429), P -Trigly (4530), P -KolHDL (6431), P -Kol-LDL (6433)

Indikaatiot Lipidiaineenvaihduunnan ja iskeemisen sydäntaudin riskin selvittäminen.**Näyte** 1.5 ml seerumia/Li-hepariiniplasmaa**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Ks. Osatutkimukset**Toimitusaika** 1 työpäivä**Viitearvot** Ks. Osatutkimukset**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh.040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi