

S -Estdiol (12615)

Analyysin tekopaikka: HUSLAB

Näyte 1 ml eroteltua seerumia (ei geeliputki), lapset vähintään 500 µl.
Huom! Geeliputki ei käy (sisältää mahdollisia analyysiä häiritseviä tekijöitä).

Säilytys ja lähetys Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä työpäivän aikana. Näyte säilyy jääkaapissa kolme vuorokautta. Pitempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan.

Menetelmä Nestekromatografia-massaspektrometria (LC-MS/MS). Menetelmän herkkyys on noin 0.01 nmol/l, mikä on alin vastattava tulos.

Toimitusaika Kaksi viikkoa

Viitearvot

Tytöt:

Tanner 1: alle 0,07 nmol/l (ikä ka. 7,1 v)
Tanner 2: alle 0,09 nmol/l (ikä ka. 10,5 v)
Tanner 3: alle 0,22 nmol/l (ikä ka. 11,6 v)
Tanner 4: 0,06 - 0,31 nmol/l (ikä ka. 12,3 v)
Tanner 5: 0,06 - 1,29 nmol/l (ikä ka. 14,5 v)

Pojat:

Tanner 1: alle 0,05 nmol/l (ikä ka. 7,1 v)
Tanner 2: alle 0,06 nmol/l (ikä ka. 12,1 v)
Tanner 3: alle 0,09 nmol/l (ikä ka. 13,6 v)
Tanner 4: alle 0,14 nmol/l (ikä ka. 15,1 v)
Tanner 5: alle 0,15 nmol/l (ikä ka. 18 v)

Lasten viitearvojen lähde: Mayo Clinic Laboratories

Miehet (20 - 60 v): alle 0.13 nmol/l

Tekopaikka HUSLAB