

F -CldTNhO (6141)

F-CldTNhO korvaa aiemmin käytössä olleita tutkimuksia F -CldiViT (6064), F -CldiTox (3162) ja F -CldiVi (3494) .

Indikaatiot Antibioottihoitoon liittyvän ripulin diagnostiikka.

Näyte Ulostenäytettä kuivapurkissa.

Säilytys ja lähetys Säilytys 3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Nukleiinihapon osoitus PCR-tekniikalla. Clostridium difficile B-toksiinigeenin (tcdB) osoittaminen suoraan ulostenäytteestä.

Toimitusaika 3-4 työpäivää.

Tulkinta Negatiivinen: normaalitulos.

Positiivinen: Toksiinia tuottava Clostridium difficile on todennäköisesti merkittävä löydös

Kommentti Jos bakteeria (toksiinigeenin nukleiinihappoa) on ulosteessa kovin niukasti, tulos saattaa jäädä negatiiviseksi.

Alihankinta Kyllä.

Konsultointi Mikrobiologi, FT Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi