

S -T4-Vdi (6160)

Indikaatiot Hyper- ja hypotyreosin diagnostiikka. Kilpirauhasen toiminnan selvittäminen ongelmatilanteissa, esim. kun S -T4-V- ja S -TSH- tulokset ovat ristiriidassa keskenään.

Näyte 1 ml seerumia. Näytteen voi ottaa geeliputkeen, mutta seerumi siirrettävä erotteluputkeen sentrifugoinnin jälkeen.

Säilytys ja lähetys Säilytys 2 - 3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.

Menetelmä Tasapainodialyysi ja spesifinen radioimmunologinen määrittäminen dialysaatista

Toimitusaika 2-3 viikkoa

Viitearvot 8 - 21 pmol/l

Konsultointi

Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius
Puh. 040 922 5301
mikko.helenius@vita.fi