

Sk-PAD-IF (4047)

Indikaatiot Ihon (ja limakalvojen) immunfluoresenssitutkimus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa epäillään immunologista rakkulatautia, sidekudostautia tai vaskuliittia. Huom! Immunofluoresenssitutkimusta varten otettavan biopsian lisäksi tulee ottaa normaali formaliinifikoitu biopsia omalla pyynnöllä SkPADIhot- tutkimukseen samalla kertaa.

Näyte Immunofluoresenssitutkimusta varten n 2,5 mm kokoinen stanssibiopsia muutoskohdasta. Näyte laitetaan Histocon kuljetusputkeen.

Histocon liuosta sisältävät näytepurkit tulee tilata erikseen Vitan tarviketilauksesta p. 09 228800.

Putket säilyvät vain 2-3 kk, joten putket tulee tilata mielellään vasta kun tiedetään niiden varma tarve. Lyhyen säilyvyyden vuoksi putkia ei toimiteta suuria määriä samaan yksikköön.

Säilytys ja lähetys Kun näyte on otettu, säilytetään putki kylmässä (0-4 asteessa) ja lähetetään laboratorioon mahdollisimman nopeasti (48 tunnin sisällä). Kuljetus styroxpakkauksessa tai kylmägeelissä.

Käyttämätön putki säilyy huoneenlämmössä.

Toimitusaika 1-2 vk

Tulkinta Dermatopatologin kirjallinen lausunto.

Konsultointi Patologian laboratorio 09 228800