

Ts-PAD-PNB (6274)

Indikaatiot Etenkin kasvaindiagnostiikkaan liittyvät paksuneulabiopsiat, joilla ei ole elinspesifiä nimikettä.

Näyte Paksuneulabiopsianäyte fiksoidaan 10 % formaliiniin ja lähetetään tiiviissä suljetussa astiassa patologian laboratorioon.

Säilytys ja lähetys Näyte pakataan huolellisesti, lähetys laboratorioon huoneen lämmössä.

Tulkinta Patologin kirjallinen lausunto.