

S -Urtikar (12506)

Näyte 2 ml seerumia erotteluputkessa (miniminäytemäärä 1 ml)
Näyte voidaan ottaa seerumigeeliputkeen. Seerumi erotetaan erotteluputkeen.

Lähete:

Näytteen mukana tulee olla täytetty alihankintalaboratorion [lähete](#).
Kirjoita paperilähetteen kohtaan "NAME OF HOSPITAL/CLINIC": Vita
Laboratories, Laivakatu 5 F, 00150 Helsinki. Fax: +35892784045

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 2 viikkoa huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Tutkimus mittaa histamiinin vapautumista basofiileistä.

Toimitusaika 3 - 4 viikkoa

Viitearvot Positiivinen tulos: yli 16.5% histamiinin vapautuminen.

Tulkinta Tutkimus analysoidaan Tanskassa RefLab-laboratoriossa. Lisätietoa
tutkimuksesta löytyy laboratorion internetsivuilta: www.reflab.dk