

**Mu-Lakt-D (6333)**

**Indikaatiot** Etiologialtaan epäselvät vatsavaivat (turvotus, kurina, ilmavaivat, ripuli ja kipu).

**Näyte** Poskisolunäyte posken limakalvolta ([ks. näytteenotto-ohje](#))

[Tarviketilaukset](#)

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy 7 vrk huoneenlämmössä. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** PCR ja Luminex analyysi.

**Toimitusaika** 5 työpäivää

**Tulkinta** Tutkimuksesta annetaan lausunto.  
Genotyyppi C/C liittyy laktoosi-intoleranssiin.  
Genotyypit C/T ja T/T eivät liity laktoosi-intoleranssiin.

Vaikka genotyypit C/T ja T/T poissulkevat primaarin laktoosi-intoleranssin, ne eivät poissulje sekundaarisista syistä, kuten pitkäaikainen suolistoinfektio tai keliakia, johtuvaa laktoosi-intoleranssia.

**Tekopaikka** SYNLAB