

S

Sisältää seuraavat osatutkimukset:

S-HBsAg
S-HBcAb
S-HCVAb
S-HIVAgAb

Positiiviset tulokset varmistetaan toisella menetelmällä, joista laskutetaan erikseen.

Indikaatiot Tutkimukset veritartunnan lähteestä. Huom! Emme tee tutkimusta päivystystutkimuksena. Lähteen näyte olisi hyvä analysoida välittömästi tapaturman satuttua päivystystutkimuksena.

Näyte 3 ml seerumia.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy 14 vrk jääkaappilämpötilassa ja 7 vrk huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunoluminometrinen.

Toimitusaika 1-2 työpäivää HUOM! Mahdolliset jatkotutkimukset pidentävät vastausaikaa.

Tulkinta Ks. erillistutkimukset: S-HBsAg, S-HBcAb, S-HCVAb ja S-HIVAgAb.

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi