

Ts-PADDent (12616)

Nimike on tarkoitettu suun limakalvojen, hampaiden ja leukaluiden sekä sylkirauhasten mutosten selvittelyyn. Tavallisesti näytteet ohjataan hammaslääkärille, jolla on erityisperheytneisyys näiden ongelmien selvittelyyn.

Indikaatiot Kliininen ongelma voi olla esimerkiksi tulehdus tai erilaisten lyhyt- tai pitkäaikaisten ärsytystekijöiden aiheuttamat limakalvomuutokset, hyvän- ja pahanlaatuiset kasvaimet, joista tärkeimpänä suusyövän esiasteet sekä suusyöpä. Lisäksi kysymyksenasetteluna voi olla potilaan yleissairauksien manifestaatiot suussa. Leukaluissa tavallisimpia muutoksia ovat infektiot, kystat ja kasvaimet. Hampaissa tavallisimpia kysymyksenasetteluita ovat hampaiden kovakudossairaudet ja niihin kiinni kasvavat kasvaimet. HUOM! Nimike on tarkoitettu pienille kasvaimille sekä biopsialuonteisille kudoksenäytteille. Laajat resekatit pyydetään normaalin kokoarvion mukaan PAD-3 tai PAD-4 -nimikkeillä (suppea / laaja leikkauspreparaatti).

Näyte Formalinifikoitu kudoksenäyte.

Säilytys ja lähetys Säilytys ja kuljetus huoneenlämmössä.

Menetelmä Rutiini kudostekniikka: Kudosprosessointi, paraffiinin valu, leikkaus, HE-värjäys ja tarvittaessa PAS- värjäys, mikroskopointi.

Lisätutkimukset lausuvan lääkärin harkinnan mukaan eri korvauksella.

Toimitusaika 10 päivää. Luisen materiaalin dekalsifointi voi pidentää prosessointiaikaa jopa viikoilla.

Tulkinta Suupatologin lausunto ja PAD.

Kommentti Otetaan akkreditoinnin piirrin seuraavassa arvioissa.

Konsultointi Patologian laboratorio 09 228800

Patologian ylilääkäri Tuula Kuukasjärvi
puh: 040 7655 165