

S -PlasAb (2317)

Huom. Mikäli epäillään oireita aiheuttavaa akuuttia tai kroonista malaria-infektiota, on ensisijainen tutkimus ehdottomasti toistetusti otettu B-Plas-O (sively- ja paksupisaravalmisteet), joita tulee ottaa useita kertoja kuumeen/oirejaksojen yhteydessä.

Indikaatiot Tuoreen tai aiemmin sairastetun malarian osoittaminen.

Näyte Seerumi-geeliputki 5 ml

Säilytys ja lähetys 7 vrk jääkaappilämpötilassa. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Toimitusaika 5-9 työpäivää

Viitearvot alle 1 Abs.indeksi.

Tulkinta Testi on luonteeltaan semikvantitatiivinen ja mittaa kokonaisvasta-aineita (IgG, IgM ja IgA) lajien *P. falciparum* ja *P. vivax* rekombinantiantigeeneille. Malariaplasmodien antigeeniset rakenteet reagoivat ristiin, minkä vuoksi vasta -aineiden perusteella ei voi erotella eri malarialajien (*P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae*) aiheuttamia infektiota toisistaan, mutta toisaalta vasta-aineet mitä tahansa lajia kohtaan voivat tulla testissä esiin.

Negatiivinen tulos sulkee suurella todennäköisyydellä pois yli kaksi viikkoa aiemmin sairastetun tai kroonistuneen malarian. Positiivinen tulos viittaa joko ajankohtaiseen tai aiemmin sairastettuun malariaan. Vasta-aineet voivat jäädä kohonneelle tasolle useiksi vuosiksi infektion päättymisen jälkeen. Poikkeavista tuloksista annetaan lausunto, jolloin esitiedot (esim. oireiden tai malaria-alueella oleskelun ajankohta) ovat hyödyllisiä tuloksia tulkittaessa.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen