

S -RickAb (2476)**Sisältää osatutkimukset:**

S -RicoAb, KL4457

S -RityAb, KL4458

Indikaatiot Pilkkukuumeen epäily, ulkomaanmatkoihin liittyvät kuumetaudit.**Näyte** Seerumi 0,5 ml**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä.
Pidempiaikainen säilytys pakastettuna, lähetys pakastettuna.**Menetelmä** Epäseuora immunofluoresenssi (IF)**Toimitusaika** 1-4 viikkoa**Viitearvot** S -RicoAb: negatiivinen**Tulkinta** Spesifisten riketsiavasta-aineiden määrittämisessä immunofluoresenssimenetelmällä on käytössä kaksi bakteerikantaa, jotka kattavat antigeeniselta koostumukseltaan pääosan riketsiakannoista. *R. conorii* edustaa pilkkukuumeryhmän riketsioita (spotted fever group) ja *R. Typhi* tyyfus-ryhmän riketsioita. Titteri >256 viittaa äskettäiseen tai aiempaan riketsia-infektioon. Titteri 128 ei ole vielä merkitsevä löydös mutta II-näyte on tällöin suositeltava. Riketsia-vasta-aineet nousevat hitaasti infektion jälkeen ja serokonversio voi kestää 3-4 viikkoa, joskus pitempäänkin. Reaktiivisista tuloksista annetaan lausunto.

Mikäli näyte on seulontatitterissä reaktiivinen, annetaan alustava vastaus ennen lopullista titrausta.

Tekopaikka HUSLAB