

S -HHV6Ab (4409)**Sisältää osatutkimukset:**

S -HHV6AbM KL 4582

S -HHV6AbG KK 4580

Indikaatiot Vauvarokko, ihottumat, epäselvä kuume, maksaoireet.**Näyte** 1-2 ml seerumia.**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Entsyymi-immunomenetelmä (EIA)**Toimitusaika** 3-10**Viitearvot** alle 0.9 indeksi**Tulkinta** Tuoreen tai äskettäin sairastetun HHV6-primaari-infektion osoitus perustuu IgG- ja IgM-vasta-aineiden positiivisuuteen ja eritoten IgG-serokonversioon ja vahvaan IgM-positiivisuuteen. Myös HHV6-reaktiiviossa voidaan todeta sekä IgG-vasteen nousua että positiivinen IgM-reaktio. Suurin osa yli 2-vuotiasta on sairastanut HHV6-aiheittaman infektion ja tästä osoituksena voidaan todeta IgG-luokan HHV6-vasta-aineita. HHV6-keskustehrmostoinfektion yhteydessä suositellaan HHV6-nukleiinihappo-osoitusta (Li-HHV6Nh)**Kommentti** Tuloksesta annetaan lausunto.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi