

P -CMVh (4777)

Indikaatiot Immunosuppressiopotilaan sytomegalovirusinfektio ja antiviraalisen hoidon seuranta. Tavanomaisessa sytomegalovirusinfektion epäilyssä suositellaan tutkimukseksi [S -CMVAb](#).

Näyte EDTA-putki 10 ml

Säilytys ja lähetys 3 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erottaa 24 tunnin sisällä näytteenotosta). Erotetun plasman tulee olla tutkivassa laboratoriossa 3 vrk:n sisällä, jolloin säilytys ja kuljetus on +4 asteessa. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja kuljetettava pakastettuna.

Menetelmä Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (reaaliaikainen PCR).

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Viitearvot

Tulkinta CMV-DNA:n löytyminen plasmasta on merkki käynnissä olevasta CMV-infektioista. Testin kvantitatiivinen määrittäysraja on 35 IU/ml.

Tekopaikka HUSLAB Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi