

P -EBVnh (4775)

Indikaatiot EBV-infektion aktiivisuuden (virusreplikaation) osoittaminen verestä. Lymfoproliferatiiviset tilat, erityisesti immunosuppressiopotilailla. Tavanomaisessa EBV-infektiossa (mononukloosissa) suosittelemme joko [S -EBVAb](#) tai [S -MonAb-O](#) tutkimuksia.

Näyte EDTA-putki 7 ml

Säilytys ja lähetys 1-2 ml EDTA-plasmaa (plasma täytyy erottaa 24 tunnin sisällä näytteenotosta). Erotetun plasman tulee olla tutkivassa laboratoriossa 3 vrk:n sisällä, jolloin säilytys ja kuljetus on +4 asteessa. Jos näytteen lähetys viivästyy, on se pakastettava ja kuljetettava pakastettuna.

Menetelmä Reaaliaikainen polymeraasiketjureaktio (reaaliaikainen PCR).

Toimitusaika 3-6 työpäivää

Tulkinta Veriplasman EBV-DNA-määrä kuvastaa EBV-infektion vakavuusastetta. Elinsiirtopotilaista 1-10%:lle kehittyy EBV:een liittyvä lymfoproliferatiivinen sairaus, joka on usein parannettavissa immunosuppressiota keventämällä tai spesifeillä hoitotoimenpiteillä. Testin kvantitatiivinen määrittäysraja on 35 IU/ml.

Kommentti Positiivisista tuloksista annetaan lausunto.

Tekopaikka HUSLAB Akkreditoitu testauslaboratorio T055

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 0185731
taru.meri@vita.fi